

Přenosné váhy

JE

Pohodlné, kompaktní vážení na vašich dlaních

- ✓ Modrý podsvícený LCD displej
- ✓ Ochranný příklopný kryt

Funkce Vážení (4 jednotky)
Displej podsvícený LCD
Napájení Baterie (v balení) s automatickým vypínáním; kalibrace pomocí tlačítka
Konstrukce Odolná konstrukce z plastu s příklopným ochranným krytem



Model	Kapacita	Dílek (d)	Vážicí plošina	Kal. závaží	Obj. číslo	Cena €
JE120	120 g	0,1 g	83 x 76 mm	100 g, M1	71148072	58
JE250	250 g	0,1 g	83 x 76 mm	200 g, M1	71148073	67
JE500	500 g	0,1 g	83 x 76 mm	200 g, + 100 g, M1	71148074	80

Minimální objednávací množství u jednoho modelu je 6 ks.

CS & CSE

Spolehlivé výsledky poskytnuté kompaktními vahami

- ✓ AC adaptér v balení (CS)
- ✓ Nerezová vážicí deska v balení (CS)
- ✓ Automatické vypínání

Funkce Vážení (2 jednotky) + Newton
Displej LCD
Napájení AC adaptér a baterie (v balení CS) s automatickým vypínáním, externí kalibrace pomocí tlačítka
Konstrukce ABS plast s nerezovou vážicí plošinkou (CS)

CS



CSE



Model CS	Kapacita	Dílek (d)	Vážicí plošina	Kal. závaží	Obj. číslo	Cena €
CS200	200 g	0,1 g	146 x 133 mm	200 g, M1	71142845	61
CS2000	2000 g	1 g	146 x 133 mm	1 kg, M1	71142846	61
CS5000	5000 g	1 g	146 x 133 mm	2 kg, M1	71142847	71

Minimální objednávací množství u jednoho modelu je 6 ks.

Model CSE	Kapacita	Dílek (d)	Vážicí plošina	Kal. závaží	Obj. číslo	Cena €
CS200E	200 g	0,1 g	146 x 133 mm	200 g, M1	80500630	41
CS2000E	2 000 g	1 g	146 x 133 mm	1 kg, M1	80500631	35
CS5000E	5 000 g	1 g	146 x 133 mm	2 kg, M1	80500632	41



viz stranu 44–46 příslušenství



YS

Lehké, kompaktní váhy s dostupnou cenou

- ✓ Automatické vypínání
- ✓ Velká vážicí plošina z nerezové oceli
- ✓ Vynikající RF ochrana proti rušivým vlivům

Funkce Vážení (7 jednotek), základní počítání kusů
Displej LCD
Napájení AC adaptér (v balení) a z baterií (nejsou součástí balení) s automatickým vypínáním
Konstrukce ABS plast s nerezovou vážicí plošinkou



Model	Kapacita	Dílek (d)	Vážicí plošina	Kal. závaží	Obj. číslo	Cena €
YS202	200 g	0,01 g	120 mm, dia.	200 g, M1	80252140	175 €
YS302	300 g	0,01 g	120 mm, dia.	200 g, M1	80252141	125 €
YS601	600 g	0,1 g	166 x 128 mm	500 g, M1	80252142	120 €
YS1101	1 100 g	0,1 g	166 x 128 mm	1 000 g, M1	80252143	145 €
YS2101	2 100 g	0,1 g	166 x 128 mm	2 000 g, M1	80252144	165 €
YS5001	5 000 g	0,1 g	166 x 128 mm	5 000 g, M1	80252145	145 €

Minimální objednávací množství u jednoho modelu je 6 ks.