

Přenosné váhy

Traveler

Praktické váhy pro základní vážení

- ✓ Vážení s ochranným krytem
- ✓ Stohovatelný tvar
- ✓ Jednoduché nainstalování rozhraní USB nebo RS232

Aplikace	Vážení (2 jednotky)
Displej	LCD
Napájení	AC adaptér (v balení), baterie s automatickým vypínáním
Komunikace	Volitelné RS232 nebo USB rozhraní s kabelem
Konstrukce	ABS plast s nerezovou vážicí deskou
Další vlastnosti	Unikátní Weigh-thru ochranný kryt, jehož střední část se může používat i jako vážicí nádoba. Stohovatelný tvar, transportní zámek, závěsné vážení. Kalibrační závaží se dodává s modely 150 g a 300 g.



Model	Váživost	Dílek (d)	Vážicí plošina	Kal. závaží	Obj. číslo	Cena €
TA152	150 g	0,01 g	Ø 120 mm	v balení	80251648	215
TA302	300 g	0,01 g	Ø 120 mm	v balení	80251649	255
TA502	500 g	0,01 g	Ø 120 mm	300 g, M1	80251959	305
TA301	300 g	0,1 g	Ø 120 mm	v balení	80251650	125
TA501	500 g	0,1 g	Ø 120 mm	300 g, M1	80251651	145
TA1501	1 500 g	0,1 g	120 x 135 mm	1 kg, M1	80251652	205
TA3001	3 000 g	0,1 g	120 x 135 mm	2 kg, M1	80251653	250
TA5000	5 000 g	1 g	120 x 135 mm	2 kg + 1 kg, M1	80251655	145

viz stranu 14 příslušenství



RS232
USB



Scout® Pro

Bestseller přenosných vah

- ✓ Ochranný transportní a kalibrační zámek
- ✓ Jednoduché připojení volitelného RS232 nebo USB rozhraní s kabelem
- ✓ Vynikající ochrana proti přetížení a vibracím

Aplikace	Vážení (7 jednotek), počítání kusů (s automatickým přepočítáním), procentuální vážení, totalizace, displej hold
Displej	LCD plus přídatný displej
Napájení	AC adaptér a nebo baterie (nejsou v balení) s indikátorem vybitých baterií a nastavitelným automatickým vypínáním
Komunikace	Přídatné RS232 nebo USB připojení s kabelem
Konstrukce	ABS plast s nerezovou vážicí plošinkou
Další vlastnosti	Integrované vážení na háku, indikátor stability, indikace přetížení, transportní zámek, kalibrační zámek, dodané kalibrační závaží u modelů s kapacitami 120 g, 200 g, 400 g, 600 g



viz stranu 14 příslušenství



RS232
USB



Model	Váživost	Dílek (d)	Vážicí plošina	Kal. závaží	Obj. číslo	Cena €	Model s příd. displejem	Obj. číslo	Cena €
SPU123	120 g	1 mg	Ø 90 mm	v balení	80104021	400	SPU123/TAD7	80104115	444
SPU202	200 g	0,01 g	Ø 120 mm	v balení	80104022	265	SPU202/TAD7	80104116	309
SPU402	400 g	0,01 g	Ø 120 mm	v balení	80104023	340	SPU402/TAD7	80104117	384
SPU602	600 g	0,01 g	Ø 120 mm	v balení	80104029	390	SPU602/TAD7	80104118	434
SPU401	400 g	0,1 g	Ø 120 mm	v balení	80104024	165	SPU401/TAD7	80104119	209
SPU601	600 g	0,1 g	165 x 142 mm	v balení	80104025	190	SPU601/TAD7	80104120	234
SPU2001	2 000 g	0,1 g	165 x 142 mm	2 kg, M1	80104026	265	SPU2001/TAD7	80104121	309
SPU4001	4 000 g	0,1 g	165 x 142 mm	2 kg + 2 kg, M1	80104027	350	SPU4001/TAD7	80104122	394
SPU6001	6 000 g	0,1 g	165 x 142 mm	5 kg + 1 kg, M1	80104030	385	SPU6001/TAD7	80104123	429
SPU6000	6 000 g	1 g	165 x 142 mm	5 kg + 1 kg, M1	80104028	205	SPU6000/TAD7	80104124	249